

多層培養器反転装置(4連型2D)

WAS-113

多層培養器のハンドリングを行う専用のマニピレータです。

装置外観




特長

- **複数の多層培養器※をハンドリング(揺動、攪拌、排出)**することができます。
- **大型多層培養器(40段、52段)を最大4個積載**できます。
(オプションで、セルフファクトリーおよびセルスタック10段(ハイパースタックなら36段)を、**最大8個まで積載可能**です。)

※セルフファクトリー、セルスタック、ハイパースタック

操作画面



・言語選択可能

多層培養器反転装置(4連型2D)


WAS-113

仕様

項目	仕様
外形寸法(W×D×H)	1,600×1,500×1,650(旋回時最大1,850)mm
装置重量	1,070kg(台車含まず)
許容荷重(静荷重)	200kg(容器、上台車含む)
旋回動作	-5(右)~135(左)°(-30~150°option)
傾斜動作	-20(前)~30(後)°
旋回速度	1~60°/sec(加減速域を除く運転速度)
傾斜速度	1~60°/sec(加減速域を除く運転速度)
振とう動作・方向	平面往復運動・前後、左右、斜め、回転

項目	仕様
振とう速度	最大100mm/sec(30mm/100rpm時)
振とう量	最大50mm
電源	AC200~230V 50/60Hz 9kVA(AC380~440V option)
取扱対象容器	40(52)段多層培養器×4 (10段多層培養器×8 option)
設置環境	温度 5℃~30℃
	湿度 50%以下(30℃、結露無きこと)
	床 耐荷重1t/m2、勾配無し 推奨

外形図



お問い合わせ

計器・産業事業部

〒764-8502 香川県仲多度郡多度津町南鴨200番地1
TEL(0877) 33-2220 FAX(0877) 33-4173
E-mail : hp@yonkei.co.jp

東京支社

〒105-0004 東京都港区新橋4-7-2(第6東洋海事ビル4階)
TEL(03) 3433-8198 FAX(03) 3433-8199
E-mail : hp@yonkei.co.jp



JQA-QM8829